

AMILAB

CONTADOR HEMATOLÓGICO

DIRUI MODELO BCC 3600

El equipo DIRUI BCC 3600 es un contador hematológico manual de 20 parámetros y 3 histogramas, con diferenciación de 3 líneas celulares de leucocitos.

Alto rendimiento

- Alto rendimiento: 60 muestras por hora, entrega cada resultado dentro de los 60 segundos.
- El sistema hidráulico se limpia automáticamente de partículas al encender el analizador.
- Los pulsos de alto voltaje después de cada medición mantienen las aperturas libres de obturaciones.
- El instrumento limpia automáticamente el interior y exterior de la aguja de muestreo luego de cada aspiración de sangre para reducir al mínimo el riesgo de contaminaciones por arrastre de la muestra anterior (carryover).



Fácil Uso

- La gran pantalla LCD de 5.6", con sistema touch permite la entrada de datos y el monitoreo rápido de los resultados con histogramas.
- El equipo brinda sofisticadas características y un fácil sistema de funcionamiento, con un menú multilingüe. Provee 9 Niveles de QC, Gráficos L-J y funciones de diagnósticos que permiten total confiabilidad y precisión.
- Se pueden interconectar con el host de su computadora para el proceso de administración de datos. Los resultados se pueden también recuperar en la impresora incorporada.
- Provee 9 niveles de QC, gráficos L-J. El sistema hidráulico se limpia automáticamente de partículas al encender el analizador. Limpieza automática del exterior e interior de la aguja de muestra.

DIRUI es una marca especializada y de gran sofisticación en desarrollo y producción de **AUTOANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA, HEMATOLOGÍA, y ORINAS**. Posee altos standards de calidad certificada: CE, FDA, GMP, ISO 9001 2000, ISO 13485 2003, entre otros. Posee una enorme red de distribuidores en más de 100 países, en los 5 continentes.

DIRUI

Empresa certificada norma ISO 9001:2008
Enrique Olivares 1070, La Florida, Santiago
FONO: 22878707 - FAX: 22878708
amilab@amilab.cl