

## CENTRÍFUGA DIGITAL COMPACTA DE SOBREMESA PARA LABORATORIO Marca "ZERO" (China), modelo "TDZ4"

- FUNCIONAMIENTO ULTRASILENCIOSO.
- Diseño muy compacto y material ultraliviano, ideal para aplicaciones en que se requiera trasladar continuamente.



- Ambas variables pueden ser reprogramadas durante el centrifugado.
- Indicación de tiempo restante y velocidad en pantallas digitales.
- Autodetención al término del tiempo programado.
- Velocidad desde 100 hasta 4.000 rpm
- Tiempo desde 1 hasta 99 minutos.
- Breve tiempo de frenado.

- Cabezal de ángulo fijo para 8 tubos de hasta 15 ml.
- Incluye 8 adaptadores para tubo khan.
- Recipiente interior metálico.
- Circulación de aire especial, cumpliendo normas de bioseguridad.
- Motor de inducción, **sin carbones**, libre de mantenimiento, robusto, capaz de resistir pesadas rutinas de trabajo.
- El eje del motor va montado en rodamientos blindados.
- El montaje del motor es sobre amortiguadores compensadores, que absorben vibraciones.
- Cierre de tapa con traba manual.
- Control digital microprocesado de velocidad y tiempo, programable mediante teclas.

