

## **CENTRÍFUGAS DIGITALES DE SOBREMESA PARA LABORATORIO**

Marca "ZERO" (China), modelo "TDZ4 - WS"

- ☞ **FUNCIONAMIENTO ULTRASILENCIOSO.**
- ☞ Cabezal de ángulo fijo para 12 tubos de hasta 15 ml.
- ☞ Gabinete en acero esmaltado de alta resistencia y calidad.
- ☞ Recipiente interior de acero inoxidable.
- ☞ Circulación de aire especial, cumpliendo normas de bioseguridad.
- ☞ Motor de inducción, **sin carbones**, libre de mantenimiento, robusto, capaz de resistir pesadas rutinas de trabajo.
- ☞ El eje del motor va montado en rodamientos blindados.
- ☞ El montaje del motor es sobre amortiguadores compensadores, que absorben vibraciones.
- ☞ Cierre de tapa con traba y microswitch de seguridad. No se puede abrir mientras el motor está girando.
- ☞ Control digital microprocesado de velocidad y tiempo, programable mediante teclas. Ambas variables pueden ser reprogramadas durante el centrifugado.
- ☞ Indicación de tiempo restante y velocidad en pantallas digitales.
- ☞ Autodetención al término del tiempo programado.
- ☞ Velocidad desde 100 hasta 4.000 rpm
- ☞ Tiempo desde 1 hasta 99 minutos.
- ☞ Breve tiempo de frenado.

