

CENTRÍFUGAS DIGITALES DE SOBREMESA PARA LABORATORIO

Marca "ZERO" (China), modelo "TDZ5 - WS"

- ☞ **FUNCIONAMIENTO ULTRASILENCIOSO.**
- ☞ Cabezal de capachos oscilantes para 48 tubos de hasta 15 ml. (4 portacapachos x 12 capachos).
- ☞ Cabezal y capachos metálicos.
- ☞ Gabinete en acero esmaltado de alta resistencia y calidad.
- ☞ Recipiente Interior de acero inoxidable.
- ☞ Circulación de aire especial, cumpliendo normas de bioseguridad.
- ☞ Motor de inducción, **sin carbones**, libre de mantenimiento, robusto, capaz de resistir pesadas rutinas de trabajo.
- ☞ El eje del motor va montado en rodamientos blindados.
- ☞ El montaje del motor es sobre amortiguadores compensadores, que absorben vibraciones.
- ☞ Sistema de alarma y autodetención para cabezal desbalanceado.
- ☞ Cierre de tapa con traba y microswitch de seguridad. No se puede abrir mientras el motor está girando.
- ☞ Control digital microprocesado de velocidad y tiempo, programable mediante teclas. Ambas variables pueden ser reprogramadas durante el centrifugado.
- ☞ Indicación de tiempo restante y velocidad en pantallas digitales.
- ☞ Autodetención al término del tiempo programado.
- ☞ Velocidad desde 100 hasta 4.000 rpm
- ☞ Tiempo desde 1 hasta 99 minutos.
- ☞ Breve tiempo de frenado.

