

MICROCENTRÍFUGA DIGITAL DE SOBREMESA PARA TUBOS TIPO EPPENDORF **Marca "ZERO" (China), modelo "TG16W"**

- ✦ **FUNCIONAMIENTO ULTRASILENCIOSO.**
- ✦ Capacidad para 12 tubos tipo Eppendorf de 1,5 ml.
- ✦ Cabezal de estructura robusta construido en **duraluminio**.
- ✦ Gabinete externo en acero esmaltado de alta resistencia y calidad.
- ✦ **Diseño acorde a las más estrictas normas de bioseguridad:**
 - ✦ Recipiente interior de acero inoxidable que permite al usuario limpiar y descontaminar fácilmente.
 - ✦ Circulación de aire especial, que evita dispersión de microaerosoles.
- ✦ Motor de inducción, **sin carbones**, libre de mantenimiento, robusto, capaz de resistir pesadas rutinas de trabajo.
- ✦ El eje del motor va montado en rodamientos blindados.
- ✦ El montaje del motor es sobre amortiguadores compensadores, que absorben vibraciones.
- ✦ Cierre de tapa con traba y microswitch de seguridad. No se puede abrir mientras el motor está girando.
- ✦ Control digital microprocesado de velocidad y tiempo, programable mediante teclas. Ambas variables pueden ser reprogramadas durante el centrifugado.
- ✦ Indicación de velocidad y de tiempo restante en pantallas digitales.
- ✦ Autodetención al término del tiempo programado.

- ✦ Velocidad desde 100 hasta 14.000 rpm
- ✦ Tiempo desde 1 hasta 99 minutos.
- ✦ Breve tiempo de frenado.

