

## RAC050 de Rayto

RAC 050 es un analizador de coagulación totalmente automatizado para uso clínico específico en hemostasia, que puede ser ampliamente aplicado en los campos del diagnóstico clínico de la coagulación y enfermedades trombóticas, así como en el seguimiento de las terapias anticoagulantes y para trombólisis.

### Características

- ✓ Pantalla táctil de fácil manejo
- ✓ Interface completamente intuitiva y amigable
- ✓ Acceso continuo, inteligente y compacto
- ✓ Métodos de medición: Coagulométrico, cromogénico e inmunológico
- ✓ Alto rendimiento para ensayos de rutina
- ✓ Programa de software multilingüe (opcional)
- ✓ Modo prioritario para urgencias
- ✓ Redilución y reprocesamiento automáticos
- ✓ Ahorro en tiempo, programación sencilla y sistema manos libres



RAC 050 cuenta con un área de muestras de 27 posiciones para tubo primario o copa, el área de reactivos con una bandeja refrigerada de 23 posiciones, área de reacción con capacidad de 72 cubetas a bordo y el área del pipeteador con precalentamiento, protección anti-choque, detección de nivel de líquido y chequeo de inventario.



7 Canales de detección  
- 5 para coagulación  
- 1 para cromogénicos  
- 1 para inmunológicos



Sonda de reactivo/muestreo con detección de nivel de líquido