

## **SELLADOR DE TUBULADURAS DE BOLSAS DE BANCOS DE SANGRE**

**Z Sealer** presenta a Ud. su nuevo equipo de sobremesa para de sellado de tubuladuras de PVC.

Sistema de sellado en frío, mediante radiofrecuencia.

Permite sellado hermético y corte de tubuladuras de diferentes diámetros ( 4 a 6 mm).

Tiempo de sellado programable desde 0,1 segundos.

Conexión eléctrica de 190 a 250 Volt.

Conexión adicional de 12 Volt para uso en vehículos, por ejemplo en colectas en terreno.

