

AMILAB

Autoanalizador Hematológico ***Diferenciación de 5 partes*** **URIT-5500**

Características:

- Diferenciación de 5 líneas leucocitarias.
- 28 parámetros, 2 scattergramas y 2 estereogramas 3D.
- Principios de medición:
 - Método de impedancia para eritrocitos y plaquetas.
 - Combinación de impedanciometría y recuento óptico para leucocitos.
- Citometría de flujo + Análisis multiangular de láser polarizado.
- 110 test / hora.
- Cargador automático con autonomía para 120 muestras.
- Análisis de reticulocitos.
- Gran memoria para 200.000 resultados con sus gráficos.
- Lectura de códigos de barras integrado.
- Comunicación bi-direccional con el LIS.



Empresa certificada norma ISO 9001:2008
Enrique Olivares 1070, La Florida, Santiago
FONO: 22878707 - FAX: 22878708
amilab@amilab.cl