

AMILAB

ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

Sistema de Transporte de Muestras Grande

El sistema de transporte de muestras es el bolso isotérmico que le permitirá transportar ordenadamente y bajo condiciones óptimas las muestras desde la Unidad de Toma de Muestras al laboratorio.

El bolso está certificado bajo la Norma Internacional para el Transporte de Muestras de Diagnóstico Médico "UN3373" la cual permite el transporte de sustancias biológicas de categoría B



Especificaciones generales:

Medidas: 44 x 39 x 29cm.

Capacidad: 50 litros.

Peso: 5,3 kg

Material principal: Tarpaulin, Lavable y resistente al agua.

Color: Azul.

Contenido máximo recomendado: 10 kg



Este bolso consta de:

- Un espacio isotérmico principal con 4 compartimentos isotérmicos extraíbles:
- 1 especial para colocar los frascos de orina, con separadores extraíbles y una capacidad máxima de hasta 24 frascos, tamaño 42 x 26,5 x 9,5 cm.
- 3 para las gradillas de los tubos de ensayo, cada uno con capacidad para 2 gradillas de 100 tubos, y con un tamaño de 26,5 x 14 x 27 cm.
- Los 4 compartimentos extraíbles cuentan con asa individual, identificador y esponja para absorber eventuales derrames.
- Cada compartimento extraíble consta de una solapa para colocar los geles fríos.
- Bolsillo superior y frontal transparente para documentación.
- Carrito con ruedas para transporte.
- Termómetro digital incorporado.



Empresa certificada norma ISO 9001:2008 - Enrique Olivares 1070, La Florida, Santiago

FONO: 22878707 - FAX: 22878708

amilab@amilab.cl