

AMILAB

ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

Sistema de Transporte de Muestras Manual

(Extracciones Domiciliarias o Transporte Intra-recinto)

El sistema de transporte de muestras es un pequeño estuche isotérmico pensado para visitas domiciliarias o transporte de muestras intrahospitalario, Clínico, de Laboratorio o Centros Médicos en las que se realizan extracciones, siendo muy funcional y manejable. Permite al funcionario transportar ordenadamente y bajo condiciones óptimas las muestras obtenidas.

El bolso esta certificado Bajo la Norma Internacional para el Transporte de Muestras de Diagnóstico Médicos "UN3373" el cual permite el transporte de sustancias biológicas de categoría B.



Especificaciones generales:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ➤ Medidas: | 25 x 12 x 12.5 cm |
| ➤ Capacidad: | 3 51.Litros |
| ➤ Peso: | 0.48 kg |
| ➤ Material: | 340 x 340D Sarga Poliéster. Lavable. |
| ➤ Color : | Azul Marino & Azul Celeste. |
| ➤ Contenido máx. recomendado: | 2 kg |



Características

- Base de esponja absorbente
- Gradilla esponjosa isotérmica para 36 tubos de varios diámetros
- Bolsa hermética
- Espacio para jeringuillas, gomas, agujas y guantes
- Bolsillo de rejilla para gel
- Bolsillos exteriores guantes, documentación y contenedor de material bio-contaminado
- Descartador de material corto-punzante
- Gel-pack



Empresa certificada norma ISO 9001:2008 - Enrique Olivares 1070, La Florida, Santiago
FONO: 22878707 - FAX: 22878708
amilab@amilab.cl